

COLLARINI CERVICALI



**ÓRTESIS CERVICALI
CC19, CC20, CÉRVICO**




Ref: CO-050
CO-100-I


I collarini si usano durante la fase di dolore forte delle cervicali (da 15 a 21 primi giorni) e si raccomanda toglierli solo durante il giorno, quando si va al letto o quando si riceve un trattamento di fisioterapia.

Composto di Foam di mezza densità pieno di cotone 100% e fissato con velcro permette un appoggio del mento occipitale limitando la mobilità della colonna cervicale permettendo una rilassazione della muscolatura. Allo steso tempo ribassa la pressione esercitata per il peso del capo sulle vertebre cervicali e sunque diminuisce la pressione a livello discale.

SEMI RIGID COLLARINI CERVICALI



Taglie Pediatriche: Grandi e Piccoli (neonati).



Taglie Adulti: Grandi, Medie e Piccoli.



Distributore

2miil artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) SPAGNA

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENZA: +34-606957883

E-Mail: 2miil@2miil.com

www.2miil.com