

BOLSA CABESTRILLO

Brazo Hombro



SECUENCIA DE COLOCACIÓN



Ref: FI-510 EG
FI-510 G
FI-510 M
FI-510 P



BOLSA VENTILADA



Embolsar el brazo. Cruzar la cinta por la espalda sobre el hombro, pasarla por la anilla y ajustar.



Fijar uno de los extremos de la cinta en la anilla inferior.



Cruzar la cinta por la espalda en horizontal, pasar la cinta por la anilla y ajustar.



Distribuidor

2miil artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAÑA

☎ & FAX: 916309208 / 1254

URGENCIAS: 606957883

E-Mail: 2miil@2miil.com

www.2miil.com